

**VITEK 2**<sup>TM</sup>  
— technology

Gestión de resultados

Ver por: Examen

Filtrar por: Mostrar todos

- 1-1, Esch. coli
- 2-1, Esch. coli
- 3-1, Entero. faecalis
- 10-1, Staph. aureus
- 11-1, Entero. faecalis
- 12-1, Entero. faecalis
- 13-1, Entero. faecalis
- 14-1, Staph. epidermidis
- 15-1, Entero. faecum
- 16-1, Staph. aureus
- 17-1, Enterococcus spp
- 18-1, Enterococcus spp
- 080044561-1, Citro. freundii
- AST-G809, Final, 03-abr-2007, 1243
- 080057663-1, Proteus mirabilis
- 080057664-1, Esch. coli
- 080057664-2, Ps. aeruginosa
- 24-1, Esch. coli mirabilis
- 080058471-1, Ps. aeruginosa
- 080058992-2, K. pneum. pneumoniae
- 080059212-1, Esch. coli
- 080059422-1, Proteus mirabilis

Configuración de herramienta

Organismo: 080054239  
Estado de validación: Esch. coli  
Bionúmero: A revisar  
Nivel de confianza:  
Estado de análisis: 9 to - Final  
Mensajes análisis:

Resultados de AES: Coherente tras corrección  
Fenotipos seleccionados para revisión:  
BETA-LACTÁMICOS  
BETA-LACTAMASA DE ESPECTRO AMPLIO

Pruebas completadas AST:  
Comentario de herramienta de generación de informes:  
Probable Beta-lactamasa de espectro amplio  
Notificar al Servicio de Medicina Preventiva (regla 1)

Antibiótico	CHI	Inter...	Antibiótico	CHI	Inter...
Ampicilina	232	R	Cefotaxim	S1	S
Ampicilina/Sulbactam	232	R	Ceftazidim	264	R
Piperacilina	4	S	Cefepim	S1	R
Piperacilina/Tazobactam	2128	R	Ceftriaxon	S1	R
Cefazolina	S4	S	Cefuroxim	S1	R
Cefuroxim	S4	R	Aztreonam	264	R
Cefuroxim Axetil	4	R	Imipenem	S1	R
	4	R	Meropenem	S0,25	S



# bioART<sup>TM</sup>

Herramienta de comunicación avanzada  
para los Sistemas VITEK<sup>®</sup> 2

## El arte de comunicar



BIOMÉRIEUX

El diagnóstico  
como fuente de salud

# bioART™

Una herramienta avanzada de software VITEK® 2, que le ayuda:

## Obtenga más de su tiempo

- Pre-programe su propio grupo de normas para la revisión de resultados basándose en la lógica Si/Entonces:

<b>Si...</b>	- Organismo	<b>Entonces...</b>	- Se detiene para su revisión
	- Antibiótico		- Alerta de adición de antibiótico
	- CMI del antibiótico		- Añadir comentario
	- Interpretación del antibiótico		- Suprime el informe del antibiótico
	- Mecanismo de resistencia		- Suprime el análisis del antibiótico
	- Test. (Ej. Detección selectiva de cefoxitina)		
	- Tipo de tarjeta		
	- Sección		

- Tiempo de preparación mínimo, con opciones de clic y select
- Elimina la modificación manual
- Revisa los resultados con más rapidez para ganar tiempo para otras tareas
- Busca con rapidez resultados críticos que requieren su experiencia

## Proporciona informes orientados

- Suministro de opciones terapéuticas relevantes
- Destaca la información crucial para el seguimiento inmediato (p. ej. notifica control de la infección)
- Ayuda a implementar sus políticas de comunicación en el laboratorio

### El poder de la lógica Si/Entonces

**Si se cumplen estas condiciones:**

**Entonces, realice las siguientes acciones:**

**Comentario de herramienta de generación de informes avanzados... Probable Betaactamasa de espectro ampliado. Notificar al Servicio de Medicina Preventiva (regla 1)**

Antibiótico	CHI	Inter...	Antibiótico	CHI	Inter...
Cefotetan	s4	S	Anicetina	s2	S
Ceftazidima	264	R	Centamicina	s1	S
Ceftriaxona	s1	R	Tobramicina	s1	S
Cefepima	s1	R	Ciprofloxacino	s0,25	S
Aztreonam	264	R	Levofloxacino	s0,25	S
Imipenem	s1	S	Nitrofurantoina	s16	S
Piperacilina	s4	S	Trimetoprima/Sulfamet...	160	R
Cefuroxima Axetil	4	R			
Meropenem	s0,25	S			

Cree sus propias Alertas y Comentarios

bioMérieux España S.A.  
Manuel Tovar, 45-47  
28034 Madrid - España  
Tel.: (34) 91 358 11 42  
Fax: (34) 91 358 06 29  
www.biomerieux.es  
www.biomerieux.com

